

Kwell Plyobox Pro mini - 35 x 45 x 55 cm

gymna

Art: 579020 | Marque: [KWELL](#)



Informations sur le produit

Faire des exercices avec un plyobox n'a jamais été aussi sûr ! Oubliez les structures en métal et en bois, le Kwell Plyobox est spécialement conçu pour éviter les blessures et rendre confortable l'entraînement le plus difficile.

- 2 modèles disponibles : 35 x 45 x 55 cm ou 50 x 60 x 75 cm.
- choisir parmi 3 hauteurs différentes de la Plyobox Kwell et effectuer différents exercices avec un seule box !
- exercices de saut, agilité, force, proprioception, mobilité articulaire,... à la hauteur souhaitée.
- grâce à ses 3 hauteurs différentes par modèle et à sa structure solide, ce plyobox s'adapte au programme d'exercices de différents patients et sportifs : il suffit de le retourner.
- matériau de haute qualité, confortable au toucher, beau et durable.
- surface antidérapante améliorée pour un 'grip' sûr et sécurisée.

Choisissez parmi les 3 hauteurs différentes de la Kwell Plyobox et faites différents exercices avec 1 seule plyobox!

Oubliez les structures en métal et en bois, le Kwell Plyobox a été spécialement développé pour éviter les blessures et rendre les entraînements les plus difficiles confortables. Pratiquer avec un plyobox n'a jamais été aussi sûr.

Exercices de saut, agilité, force, proprioception, mobilité articulaire, ... à une hauteur de 35, 45 ou 55 cm, ou à une hauteur de 50, 60 ou 75 cm.

Grâce à ses 3 hauteurs différentes et à sa structure solide, cette plyobox s'intègre dans le programme d'exercices de différents patients et athlètes: il ne vous reste plus qu'à le retourner.

- Matériau de qualité, confortable au toucher, beau et durable
- Surface antidérapante améliorée
- Disponible en 35 x 45 x 55 cm ou 50 x 60 x 75 cm