

Toorx PRX 3000 Poulie simple

gymna

Art: 576590



Informations sur le produit

Le Toorx PRX-3000 est une station à poulie unique compacte, à fixer au mur, ou un appareil de traction.

Grâce à son design fin, avec seulement 16,5 cm de profondeur, l'appareil prend très peu de place, tout en permettant de faire une large gamme d'exercices de traction et de poussée pour le haut et le bas du dos, les épaules, la poitrine et les bras.

L'appareil est équipé de capots de protection à surface réfléchissante, ce qui permet à la fois à l'utilisateur et au thérapeute qui l'accompagne de suivre l'exécution de l'exercice sous tous les angles — un outil pratique pour corriger la posture.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Poulies en aluminium montées sur roulements à billes pour un mouvement fluide et silencieux.
- Protection totale grâce à des capots à surface réfléchissante (miroir).
- Design très fin : seulement 16,5 cm de profondeur.
- Pile de poids en acier de 50 kg, réglable en 20 paliers de 2,5 kg.
- Rapport de transmission : 1:1 et 1:2.
- Câbles en acier avec revêtement en nylon, diamètre 4,8 mm
- Deux poignées incluses ; les autres accessoires sont en option et universels.
- Double revêtement par poudrage, résistant aux rayures.
- Facile à monter et à fixer au mur.

Spécifications

- Dimensions (L x P x H) : 63,6 x 16,5 x 198 cm
- Poids : 103 kg
- Jeu de poids : 50 kg (20 x 2,5 kg)
- Couleur : gris
- Certification : CE, EN ISO 20957-1/957-4