

Strapit Easyrip Cohesive Bandage - 7,5 cm x 4,5 m ***gymna***

- **jaune (12 pcs)**

Art: 586476 | Marque: [STRAPIT](#)



Informations sur le produit

Snelle, betrouwbare compressie – én ideaal als kousentape

De **Strapit Easyrip Cohesive Bandage** is een hoogwaardige, zelfklevende bandage die speciaal ontwikkeld werd voor sport- en therapietoepassingen waar snelheid en efficiëntie cruciaal zijn. Dankzij de **eenvoudige afscheurbaarheid** en **lichte, flexibele structuur** is deze bandage perfect inzetbaar bij sportverzorging, tapetoepassingen én als **kousentape op het veld**.

Of het nu gaat om het fixeren van beschermend materiaal, het geven van langdurige compressie bij letsels, of het **vastzetten van voetbalkousen tijdens de match** – deze bandage levert steeds een betrouwbare, comfortabele oplossing.

Voordelen van Strapit Easyrip:

- **Perfect als kousentape** – stevig, maar comfortabel, hecht niet aan de huid of haren
- **Snelle toepassing** – gemakkelijk met de hand afscheurbaar, zelfs zonder schaar
- **Zelfklevend zonder kleeflaag** – hecht aan zichzelf, niet aan de huid
- **Betrouwbare, duurzame compressie** – ideaal bij blessures of preventieve steun
- **Flexibel en comfortabel** – past zich perfect aan elke lichaamsvorm aan

Verkrijgbaar in **diverse kleuren** – ideaal voor teamgebruik of visuele codering tijdens sportwedstrijden.