

# TORK savon liquide S1 extra doux sans parfum - 1 l **gymna**

Art: 1811206 | Marque: [TORK](#)



## Informations sur le produit

Recharge de savon liquide, ingrédients extra doux pour les peaux sensibles.

- recharge pour le TORK S1 distributeur de savon.
- ne contient ni parfum ni colorant, minimisant les risques d'irritation de la peau ou de réactions allergiques.
- des ingrédients hydratants se joignent aux lipides et nourrissent la peau.
- le flacon hermétique - avec doseur - élimine tout risque de contamination croisée lors de la recharge.
- le flacon se plie après utilisation afin de réduire le volume de déchets.
- contenu : 1 litre, usage économique : +/- 1000 doses.
- fabriqué avec le plus grand respect de l'environnement et certifié par l'écolabel des pays nordiques.