

Leukotape K - tape kinésiologique - 5 cm x 5 m - rouge

gymna

Art: 505620 | Marque: **BSN**

15,99 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Tape élastique, kinésiologique, avec un allongement de 130-140% correspondant à l'élasticité naturelle de la peau humaine.

- Très agréable pour le patient : sans latex et respirant = confort de port optimal et durable.

! Parfaitement adapté aux tapotements lymphatiques !

- Excellente adhérence de l'acrylique ondulé qui le distingue des autres rubans similaires.

- Une force de rétention durable, essentielle à la performance des bandes.

- Applications possibles : réduction de la douleur, soutien du drainage lymphatique, amélioration de l'amplitude active des mouvements, soutien fonctionnel en cas de blessures musculaires, amélioration de la proprioception, ...

- Fabriqué en 100% coton.

- Facile à enlever sans laisser de résidus de colle.

- Résistant à l'eau.
- Longueur 5 m, disponible en 2 tailles et 4 couleurs, emballé individuellement.