

CarePump Lite6

gymna

Art: 119200 | Marque: CAREPUMP



Informations sur le produit

CarePump Lite6 – Appareil de pressothérapie compact et facile à utiliser

Le CarePump Lite6 est un **appareil de base pour pressothérapie**. Compact et facile à utiliser, il est adapté à une utilisation en cabinet ou à domicile. Grâce à son fonctionnement intuitif et ses nombreuses possibilités de réglage, cet appareil offre un massage par pression confortable et rythmique, adapté aux préférences personnelles et à l'objectif d'utilisation.

Les manchons sont composés de **6 chambres à air superposées**, garantissant une pression fluide et uniforme sans interruptions. Les chambres se gonflent de manière séquentielle ou simultanée, selon le programme choisi, pour une expérience agréable et naturelle.

Caractéristiques principales

- Adapté à un usage professionnel et domestique
- 6 chambres à air superposées dans les manchons pour une répartition uniforme de la pression
- 6 programmes de massage préprogrammés
- Pression réglable de 20 à 220 mmHg
- Durée de traitement réglable de 1 à 120 minutes
- 5 vitesses réglables pour le gonflage des chambres
- Possibilité de désactiver certaines chambres individuellement
- Écran tactile couleur de 5" clair et intuitif

- Compact, léger et facile à déplacer

Remarque : les manchons ne sont pas inclus !