

Pulson 400 - blanc

gymna

Art: 360450 | Marque: GYMNA



Informations sur le produit

La série Gymna 400 regroupe des solutions intelligentes en appliquant les toutes dernières technologies. Votre appareil reste actuel du fait que les nouveaux développements scientifiques seront ajoutés par le biais de mises à jour régulières. Vos traitements sont donc toujours « basés sur des preuves » (evidence based). Grâce à l'écran tactile couleur, votre appareil est très simple à utiliser : vous travaillez de manière efficace pendant que votre patient bénéficie de toute votre attention. Le confort d'utilisation est associé à une technologie dernier cri : Le 'Système Thérapie Guidé' (GTS) vous aide à choisir la thérapie appropriée. Avantages du GTS:

- navigation intuitive grâce à la **'thérapie guidée par couleur'**: chaque thérapie dispose de sa propre couleur pour une identification visuelle commode et fonctionnelle.
- Medical E-book avec bibliothèque anatomique, écrans présentant des informations cliniques,...
- Evidence based therapy: tous les protocoles de traitement sont programmés selon les derniers aperçus scientifiques. **NOUVEAU dans le modèle 2018:**
 - Mobile 400: chariot moderne et pratique dans lequel l'appareil et les accessoires sont intégrés, tout en formant un ensemble moderne et extrêmement pratique. Même un appareil Vaco peut y être incorporé. Le tout est immédiatement accessible. Ce chariot est disponible en tant qu'option pour les appareils Duo 400, Combi 400 et Pulson 400. Pour les versions M et Vip de ces appareils le chariot est compris.
 - choix entre des appareils blancs ou noirs.
 - **la thérapie guidée par couleur:** chaque thérapie dispose de sa propre couleur pour une identification visuelle commode et fonctionnelle.
 - **customisation wizard:** vous aide à préprogrammer votre appareil et son écran comme vous voulez l'utiliser dans votre cabinet.
 - **photos réelles** avec localisation des électrodes, tête US, sonde laser.
 - écran thérapeutique avec la possibilité d'afficher les paramètres en **plein écran..**
 - **plus de possibilités pour la thérapie combinée:** non seulement des ultrasons combinés avec les courants TENS. Maintenant tous les courants peuvent être combinés avec la

thérapie par ultrason. Même en utilisant des électrodes vacuum.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- grand écran tactile couleur, angle de vue parfait pour vous et votre patient.
- 2 régulateurs d'intensité indépendants.
- protocoles préprogrammés via des objectifs, une liste d'indications ou la sélection d'une partie du corps.
- possibilité de diagnostic (par ex. définition des courbes SD, fracture de stress).
- mémoire libre (programmes propres/favoris/résultats de diagnostic).
- liste des contre-indications.
- photos réelles avec localisation des électrodes, tête US, sonde laser.
- bibliothèque anatomique.
- écrans d'aide et d'informations étendus.
- port USB pour la mise à jour du logiciel et des protocoles.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- thérapie par ultrasons.
- **Thérapie par ultrasons**
 - tête de traitement hybride à fréquences multiples.
 - le contrôle de contact visuel et sonore garantit une sortie maximale constante.
 - 1 et 3 MHz, continu 0-2 W/cm², pulsatoire 0-3 W/cm².