

Housse éponge table avec ouverture pour le nez -

gymna

Metal

Art: 576650 | Marque: [QINES](#)



Informations sur le produit

Housse pour tables de massage universelle en tissu éponge avec une grande élasticité. Pour chaque type de table de massage Gymna (sauf Tables Bobath et Tilting)

- peut être lavé dans la machine à laver jusqu'à 60°C
- 85% coton, 15% polyester
- avec ouverture pour le nez
- les housses en éponge sont élastiques et conviennent aux tables de traitement mesurant +/- 67 x 205 cm