Acupro aiguille - $0.25 \times 40 \text{ mm}$ (200 pcs)

Art: 580005 | Marque: ACUPRO





Informations sur le produit

D'un très bon rapport qualité-prix, ces **Acupro aiguilles** sont fabriquées en acier chirurgical et dotées d'un manche en aluminium confortable à ressort pour une meilleure prise en main.

Spécifications

- Sont disponibles en différentes longueurs et épaisseurs.
- Une boîte contient 200 aiguilles.
- Chaque aiguille est emballée individuellement et stérilement.
- Conviennent à l'acupuncture, au dry needling et à l'EPTE.