

Acupro aiguille - 0.25 x 40 mm (200 pcs)

gymna

Art: 580005 | Marque: **ACUPRO**



Informations sur le produit

D'un très bon rapport qualité-prix, ces **Acupro aiguilles** sont fabriquées en acier chirurgical et dotées d'un manche en aluminium confortable à ressort pour une meilleure prise en main.

Spécifications

- Sont disponibles en différentes longueurs et épaisseurs.
- Une boîte contient 200 aiguilles.
- Chaque aiguille est emballée individuellement et stérilement.
- Conviennent à l'acupuncture, au dry needling et à l'EPTE.