

Thera-Trainer Mobi 2,7", membres inf/sup, portable ***gymna***

Art: 561110 | Marque: **THERATRAINER**



Informations sur le produit

Ce THERA-Trainer de la série Mobi, modèle 540, est un appareil de base (portable) motorisé pour l'entraînement actif/passif des membres inférieurs et supérieurs. Ce petit appareil portable convient à une utilisation dans les établissements et à la maison. Il n'est pas adapté aux personnes fortement limitées sur le plan physique ou mental. **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES**

- très stable au sol (membres inférieurs) ou sur une table (membres supérieurs).
- grands repose-pieds profilés avec sangles de fixation.
- poignées de thérapie ergonomiques pour l'entraînement du haut du corps.
- la fixation (l'échange) des repose-pieds ou poignées s'effectue à l'aide d'un système 'click' simple.
- écran couleur - 2,7" - avec affichage du régime, de la charge, de la distance, des calories, de la durée, etc.
- évaluation du résultat de l'entraînement : distance et calories.
- télécommande (avec affichage) et système de fixation.
- la commande est simple, logique et évidente.
- interrupteur marche/arrêt.
- arrêt de sécurité en cas de surcharge.
- moteur 100 W, tournant vers l'avant et vers l'arrière.
- régime : 0 - 60 tr/min.
- résistance : 0 - 15.
- minuterie : 1 - 180 min.
- équipé de pieds antidérapants réglables.

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES EN OPTION

- sac de transport (art. 561.264).
- divers supports utiles et pratiques à monter sur les poignées de thérapie (membres supérieurs), afin que celles-ci puissent être adaptées aux besoins spécifiques des patients/résidents.