gymna.PRO D1, progres prem, chauf, ergomax - Ashgymna

Black

Art: 382110AB | Marque: GYMNA



Informations sur le produit

gymna.PRO. Votre table. Votre choix!

Choisir gymna.PRO, c'est choisir une table de massage professionnelle de haut niveau pour vos traitements et manipulations. Conçue pour répondre aux besoins des physiothérapeutes. Avec gymna.PRO, vous 'composez' votre propre table unique. Notre configurateur de table (à droite) vous montre toutes les possibilités. A vous de choisir!

Vous avez choisi le modèle D1 - une table de massage professionnelle avec 2 PLANS DE COUCHAGE.

- long dossier réglable, activé par un vérin pneumatique.
- assise (plan pour les jambes) fixe.

CHÂSSIS - socle fermé : design pure et unique.

- la **forme arrondie** du châssis en métal de votre gymna.PRO résulte en une silhouette sereine et élégante.
- toute la technologie se trouve invisible dans le socle fermé.
- votre table est munie **d'un interrupteur à clé intégré** qui bloque le réglage en hauteur (modèle électrique uniquement), et ce afin d'éviter tout danger pour les personnes s'approchant de votre table en votre absence.

GYMNA STABILITY PROFILE - votre premier choix est la stabilité.

- le 'Gymna Stability Profile' ou GSP (Gymna Profile de Stabilité) vous garantit une table de massage développant une flexion minimale en cas de fortes manipulations.
- une construction solide et stable, qui fait que la puissance de votre manipulation soit maintenue, sans perte d'énergie.

OPTION RÉGLAGE DUS DOSSIER ÉLECTRIQUE - réglage sans effort pour le thérapeute.

- pour régler le dossier en même temps que la têtière il suffit d'appuyer sur un bouton.
- votre patient peut tranquillement rester assis.
- le réglage se fait **au moyen d'interrupteurs ergonomiques** situés à gauche et à droite sous le coussin.
- il y a une différence claire et tangible entre les boutons 'haut et bas', et lorsque vous appuyez, votre paume est éclairée : vert = vers le haut, rouge = vers le bas.

OPTION ADAPTATION LARGEUR DES COUSSINS

- la largeur standard est de 67 cm.
- les coussins **plus étroits** ont une largeur de 60 cm.
- les coussins **plus larges** 77 cm.

VOUS CHOISISSEZ POUR UN SIMILI CUIR TYPE 'CLASSIQUE' - matériau de qualité élevée.

- 12 couleurs, allant du classique à l'intemporel en passant par des tons vifs et gais.
- le simili cuir **en PVC** du type 'classique' est sans phtalate, solide et retardateur aux flammes.

VOUS CHOISISSEZ POUR UN SIMILI CUIR TYPE 'PREMIUM' - revêtement de qualité supérieure.

- 8 couleurs classiques en intemporelles.
- LOOK ET TOUCHER 'VRAI CUIR'
- le simili cuir **en PU** du type 'premium' est sans phtalate, solide et retardateur aux flammes.

VOUS CHOISISSEZ DES COUSSINS TYPE 'PROGRESSIF' - fermes et confortables à la fois - pour des manipulations.

- ces coussins ont une épaisseur de 40 mm et un rembourrage à 2 couches avec une résistance progressive.
- la couche inférieure a une densité 'consistante' de 100 kg/m3 et présente la fermeté nécessaire pour effectuer des manipulations.
- la couche supérieure a une densité 'souple' de 40 kg/m3 afin de conserver tout confort pour votre patient.
- les coussins 'progressifs' ont une finition avec une belle et solide couture 'façon sellier'.
- revêtement aussi bien en simili cuir 'classique' qu'en 'premium'.

VOUS CHOISISSEZ DES COUSSINS TYPE 'LINEAIRES' - souples et confortables.

- le rembourrage relativement souple des coussins 'linéaires' est a**gréable et confortable pour votre patient.**
- ce rembourrage spécialement pour usage intense a une épaisseur de 40 mm, la densité est 40 kg/m3.

VOUS CHOISISSEZ DES COUSSINS 'LINEAIRES' AVEC DU SIMILI CUIR 'PREMIUM'.

- comme les coussins linéaires ci-dessus mais avec une AUTRE finition.
- finition avec une belle et solide couture 'façon sellier'.

OPTION OUVERTURE-VISAGE AVEC ERGOMAX - le confort du patient et l'hygiène vont de pair.

- ouverture pour le visage **en forme de cœur** (avec coussin d'obturation) et d'un coussin facial Ergomax.
- cette 'ouverture-visage n'entrave ni les yeux, ni la bouche de votre patient.
- le coussin facial Ergomax est doux, sans coutures, imperméable et lavable.
- Ergomax est amovible et **utilisable des deux côtes**, en fonction de la forme du visage de votre patient.

OPTION COUSSINS CHAUDS - chaleur agréable pour le patient qui le désire.

- uniquement possible pour les coussins du type 'progressif'
- deux coussinets chauffants respectivement intégrés dans le dossier et l'assise génèrent une chaleur agréable et confortable.
- selon les souhaits de votre patient, vous éteignez ou vous allumez le chauffage, et ce par l'intermédiaire d'une télécommande sans fil (Bluetooth).
- vous avez le choix parmi trois réglages de la température (34 °C 36 °C 38 °C).
- le chauffage est automatiquement coupé après 30 minutes.

COMMANDE I-CONTROL - système intelligent pour le réglage de la hauteur.

- à partir de n'importe quel point situé à la périphérie de la table, un mouvement de pied suffit pour régler la hauteur de votre gymna.PRO.
- i-Control vous permet de régler **'votre' hauteur de traitement optimale** très précisément grâce à deux modes de réglage.
- le mode continu pour les amples réglages de la hauteur.
- le mode start-stop pour des petites adaptations finés de 1 à 2 cm.
- le cadre de commande I-Control est monté sous le châssis de la table. Il ne gêne nulle part (pour éviter d'éventuels trébuchements) et est néanmoins accessible sur les 4 côtés de votre table.
- réglage de la hauteur: env. 47-97 cm.
- capacité de levage maximale: 200 kg.

OPTION ROULETTES - instantanément déplaçable.

- 4 roulettes pivotantes permettent de déplacer votre table aisément.
- pour placer votre gymna.PRO 'sur roulettes' (et vice versa), il vous suffit de d'actionner la pédale du système à roulettes (à gauche et à droite du châssis, côté pied).

OPTION ÉCLAIRAGE LED SOUS LE CHÂSSIS.

- choix de 14 couleurs, télécommande IR spéciale avec bouton ON/OFF.
- crée une atmosphère agréable dans votre cabinet, luminosité réglable.
- fournit également un support fonctionnel : lumière verte = vers le haut, lumière rouge = vers le bas.