

Bandage de pied Push med FP D2

gymna

Art: 222422 | Marque: **PUSH**



Informations sur le produit

Le bandage de pied Push med FP soulage la plaque tendineuse sous le pied en cas de fasciite plantaire et de douleur plantaire au talon. Le bandage peut être utilisé en cas de douleurs aiguës et chroniques. Le bandage de pied FP est destiné à être porté pendant la journée et peut être utilisé avec ou sans chaussures. Vous pouvez obtenir un équilibre optimal entre efficacité et confort en ajustant vous-même le produit.

La bandage de pied Push FP est une orthèse innovante qui réduit la tension sur le fascia plantaire lorsque le pied est sollicité. Une bande autour de l'avant-pied sert d'ancrage à deux bandes fonctionnelles qui se croisent sous le pied et se fixent autour du talon. Cela crée une structure stable qui soulage la plaque tendineuse lorsque le poids est placé sur le pied.

Cette orthèse soulage efficacement la douleur en position debout ou en marchant, offrant ainsi un confort à l'utilisateur. L'orthèse se porte directement sur la peau et offre un soutien du matin au soir. Elle est fine, légère et solide. Le bandage de pied FP est fonctionnel dans tout type de chaussure et même lorsqu'il est porté sans chaussures.

En réduisant la tension sur l'attache du fascia au niveau du calcaneum, il laisse le temps à la pathologie de guérir. L'orthèse offre une liberté de mouvement totale, de sorte que les activités quotidiennes, y compris le sport, ne sont en aucun cas limitées.