

Ready

Art: 580861 | Marque: [GAME READY](#)



Informations sur le produit

Housse amovible pour les manchons de refroidissement Game Ready. Cette housse est spécialement conçue pour chaque modèle de manchon de refroidissement et permet de maintenir le manchon bien en place pendant le traitement. Après utilisation, il est important de bien laisser sécher cette housse pour éviter la formation de bactéries et de moisissures.

CONSEILS D'UTILISATION SPÉCIFIQUES

- après utilisation, ouvre le manchon pour que la housse puisse sécher, ou défais complètement la fermeture éclair si nécessaire
- désinfection est possible avec les produits habituels (par ex. le spray ou les lingettes Clinell)
- en cas de salissures importantes, la housse peut être lavée :
 - lavage à la main ou en machine sur programme délicat
 - max. 30 °C
 - lessive douce, pas d'agents blanchissants
 - suspendez-la pour la faire sécher, pas de sèche-linge
 - pas de nettoyage à sec ni de lavage à sec