


Globus Genesy 1500

gymna

Art: 503330 | Marque: GLOBUS



Informations sur le produit

Le Globus 1500 est un appareil « de poche » pour l'électrothérapie à 4 canaux. Très simple d'utilisation, il trouve ses applications au cabinet, à l'hôpital comme lors des visites à domicile.

- écran graphique.
- programmes préprogrammés pour la rééducation, le soulagement de la douleur, les traitements de sportifs, les traitements de condition / force, etc.
- mémoire libre pour enregistrer vos propres programmes.
- diagnostic pour le calcul de la rhéobase et de la chronaxie.
- 4 canaux indépendants; l'intensité peut être réglée sur chaque canal ou simultanément sur les 4 canaux.
- stimulation simultanée 2+2 : application simultanée de 2 programmes / traitements (différents).
- fonctionne sur secteur ou sur batteries rechargeables.
- fourni dans un sac de protection bien pratique.

POSSIBILITÉS SUPPLÉMENTAIRES

- stimulation en série « 3S »
- permet de contracter différents muscles de façon séquentielle, un mouvement naturel est obtenu grâce aux différents moments d'activation des différents muscles.
- permet d'activer (manuellement) la stimulation au moment souhaité, le thérapeute peut activer la stimulation pour accompagner une contraction musculaire volontaire afin de mobiliser au maximum les fibres musculaires, garantissant ainsi un meilleur effet de coordination.

Spécifications

- dimensions : 16 x 9,9 x 35,4 cm
- poids : 404 g

- 4 canaux
- forme de courant EMS et TENS : biphasique symétrique
- intensité : 0 - 120 mA
- fréquence : 0,3 - 150 Hz
- largeur d'impulsion : 50 - 450 μ s