

Gymna Mobile Fit guéridon

gymna

Art: 368005 | Marque: GYMNA



Informations sur le produit

Chariot pratique spécialement conçu pour le Gymna Ultrasound compact, la ligne Gymna Elexeo et le Gymna Acure. Les découpes de l'étagère supérieure offrent une base sûre pour les deux appareils, sans risque de glissement ou de chute.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- compact, sûr et stable.
- facile à nettoyer et à désinfecter.
- équipé de deux étagères en standard, l'une avec insert pour appareil et l'autre avec tiroir.
- deux poignées pour une grande liberté de mouvement.
- colonne centrale robuste pour cacher et protéger le câble d'alimentation.
- porte-câbles amovible pour un rangement ordonné de vos câbles.
- porte-bouteille amovible pour le gel de contact, pouvant être monté à gauche ou à droite, bouteille à l'endroit ou à l'envers.
- 4 roulettes pivotantes verrouillables, dont 2 avec frein - pour des manœuvres faciles et sans effort.
- couleur : blanc.
- accessoires en option:
 - art. 368027 : étagère supplémentaire avec tiroir.
 - art. 368016 : plateau porte-têtes amovible (incl. 1 porte-tête US)
 - art. 368112 : porte-tête US compact