

Toorx Body Bar - barre d'exercice lestée - 2 kg - rouge

gymna

Art: 581652 | Marque: [TOORX](#)



Informations sur le produit

De **Toorx Body Bar** is een veelzijdig en professioneel trainingshulpmiddel, ideaal voor functionele trainingen, total body workouts en revalidatie. Dankzij de stabiele grip en evenwichtige lengte van 125 cm is deze body bar perfect geschikt voor gebruik in de praktijkruimte, groepslessen of individuele oefensessies.

De stang is voorzien van een zachte foamlaag voor extra comfort en veiligheid tijdens het trainen. De body bars zijn beschikbaar in gewichten **van 2 tot 6 kg**, waarbij elke gewichtsklasse een eigen kleur heeft. Dit maakt ze gemakkelijk herkenbaar en efficiënt inzetbaar tijdens therapie- of trainingssessies.

Dankzij het slanke ontwerp zijn de bars eenvoudig op te bergen en snel te wisselen, wat ze ideaal maakt voor gebruik in een dynamische werkomgeving.