

Avancée d'espalier

Art: 100176 | Marque:

gymna

229,00 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Le mécanoportique est une petite structure de suspension qui est fixée à un échelon d'un espalier. Il s'agit d'une petite « cage de Rocher » offrant de nombreux points de fixation pour des équipements de mécanothérapie. **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES**

- 1 panneau fabriqué à l'aide de tubes carrés solides (35 x 35 mm).
- les mailles carrées (5 x 5 cm chacune) sont en fil de fer ondulé tressé (épaisseur du fil 5 mm).
- peut être installé en quelques secondes sans vis ni colle sur n'importe quel espalier.
- combiné à un espalier, permet de réaliser toutes les combinaisons de pouliothérapie possibles.