

# Acupro aiguille avec corps de guidage - 0.3 x 50 mm (200 pcs)

Art: 580075 | Marque: ACUPRO

**gymna**

12,99 €

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

D'un très bon rapport qualité-prix, ces **Acupro aiguilles avec corps de guidage** sont fabriquées en acier chirurgical et dotées d'un manche en aluminium confortable à ressort pour une meilleure prise en main.

## Spécifications

- Elles sont disponibles en différentes longueurs et épaisseurs, avec un corps de guidage.
- Une boîte contient **200 aiguilles**.
- Chaque aiguille est emballée individuellement et stérilement.
- Convient à l'acupuncture, au dry needling et à l'EPTE.