

Manchon jambe Hydroven - 1 compartiment - 84 cm ***gymna***

Art: 330506 | Marque: [FLOWTRON HYDROVEN](#)



Informations sur le produit

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Matériau léger et résistant pour un usage fréquent.
- L'intérieur est souple et doux.
- Doté d'une fermeture éclair pour le mettre ou l'enlever facilement.
- La circonférence peut être augmentée à l'aide d'un insert (art. 330.528).

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 1 chambre à air ,
- Longueur 84 cm (depuis le talon) - circonférence de cuisse max. 72 cm.

Manchons de taille plus petite ou plus grande disponibles sur demande. Attention : ce manchon ne peut PAS être lavé en machine.