

gymna.PRO D2, progres prem, chauff, 77cm, LED -

gymna

Ash Black

Art: 380120ABLV | Marque: [GYMNA](#)



Informations sur le produit

gymna.PRO. Your table. Your choice !

Choisir gymna.PRO, c'est choisir **une table de massage professionnelle de haut niveau** pour vos traitements et **manipulations**.

Conçue pour répondre aux besoins des physiothérapeutes.

Avec gymna.PRO, vous composez votre propre table unique.

Notre **configurateur de table** (à droite) vous montre toutes les possibilités.

A vous de choisir !

Vous avez choisi le modèle D2 : table de massage professionnelle avec 2 PLANS DE COUCHAGE.

- COURTE tête, à inclinaison positive et négative, activée par un vérin pneumatique.
- long plan fixe.

CHÂSSIS - socle fermé : design pure et unique.

- la **forme arrondie** du châssis **en acier** de votre gymna.PRO résulte en une silhouette sereine et élégante .
- toute la technologie se trouve - invisible - dans le socle fermé.
- votre table est **munie d'un interrupteur à clé intégré** qui bloque le réglage en hauteur (modèle électrique uniquement), et ce afin d'éviter tout danger pour les personnes s'approchant de votre table en votre absence.

GYMNA STABILITY PROFILE - votre premier choix est la stabilité.

- le 'Gymna Stability Profile' ou GSP (Profile de Stabilité Gymna) vous garantit une table de massage développant **un fléchissement minimal en cas de fortes manipulations**.

- une construction solide et stable, qui fait que **la puissance de votre manipulation soit maintenue, sans perte d'énergie.**

OPTION ADAPTATION DE LA LARGEUR DES COUSSINS.

Le configurateur vous indique si le réglage de la largeur des coussins est possible ou non.

- largeur standard : 67 cm.
- table plus étroite : 60 cm, uniquement possible pour les tables gymna.PRO modèle D2 SANS accoudoirs ni supports latéraux.
- table plus large : 77 cm, NON possible pour les tables gymna.PRO modèle D2 AVEC supports latéraux.

OPTION ACCOUDOIRS 'ONE CLICK' - réglage étonnamment facile.

- l'unique système 'One Click' **règle la position des 2 accoudoirs simultanément.**
- en descendant, les accoudoirs exécutent **un léger mouvement basculant**, de ce fait les coudes de votre de votre patient s'orientent automatiquement vers l'extérieur.
- ce faisant, la posture adoptée par votre patient sera davantage **plus naturelle et détendue.**

(OPTION) OUVERTURE-VISAGE AVEC ERGOMAX - le confort du patient et l'hygiène vont de pair.

- une table gymna.PRO MUNIE d'accoudoirs 'One Click' est TOUJOURS pourvue **d'une ouverture pour le visage en forme de cœur** (avec coussin d'obturation) et d'un coussin facial Ergomax.
- une table gymna.PRO SANS accoudoirs peut également être pourvue d'Ergomax.
- l'ouverture-visage en forme de cœur n'entrave ni les yeux, ni la bouche de votre patient.
- le coussin facial Ergomax est **doux, sans coutures, imperméable, lavable et désinfectable.**
- Ergomax est amovible et **utilisable des deux côtes**, en fonction de la forme du visage de votre patient.

VOUS CHOISISSEZ POUR LE SIMILI CUIR 'CLASSIQUE' - matériau de qualité élevée.

- **12 couleurs**, allant du classique à l'intemporel en passant par des tons vifs et gais.
- le simili cuir **en PVC** du type 'classique' est sans phtalate, solide et retardateur aux flammes.

VOUS CHOISISSEZ POUR LE SIMILI CUIR 'PREMIUM' - revêtement de qualité supérieure.

- **8 couleurs**, classiques et intemporelles.
- LOOK ET TOUCHER 'VRAI CUIR'
- le simili cuir **en PU** du type 'premium' est sans phtalate, solide et retardateur aux flammes.

VOUS CHOISISSEZ DES COUSSINS 'PROGRESSIFS' - fermes et confortables à la fois - pour des manipulations.

- ces coussins ont une épaisseur de 40 mm et un **rembourrage à 2 couches avec une résistance progressive.**
- la couche inférieure a une densité 'consistante' de 100 kg/m3 et présente **la fermeté nécessaire pour effectuer des manipulations.**
- la couche supérieure a une densité 'souple' de 40 kg/m3 afin **de conserver tout confort pour votre patient.**
- les coussins 'progressifs' ont **une finition avec une belle et solide couture 'façon sellier'.**

VOUS CHOISISSEZ DES COUSSINS 'LINEAIRES' AVEC DU SIMILI CUIR 'CLASSIQUE' - des coussins souples et confortables.

- le rembourrage relativement souple des coussins 'linéaires' est **agréable et confortable pour votre patient.**

- ce rembourrage - spécialement pour usage intense - a une épaisseur de 40 mm, la densité est 40 kg/m3.

VOUS CHOISISSEZ DES COUSSINS 'LINEAIRES' AVEC DU SIMILI CUIR 'PREMIUM'

- comme les coussins linéaires ci-dessus, mais avec une AUTRE finition.
- finition avec **une belle et solide couture 'façon sellier'**.

COMMANDE I-CONTROL - système intelligent pour le réglage de la hauteur.

- à partir de n'importe quel point situé à la périphérie de la table, **un mouvement de pied suffit pour régler la hauteur de votre gymna.PRO.**
- i-Control vous permet **de régler 'votre' hauteur de traitement optimale très précisément** grâce à deux modes de réglage.
- **le mode continu** pour les amples réglages de la hauteur.
- **et le mode start-stop** pour des petites adaptations finies de 1 à 2 cm.
- le cadre de commande I-Control est monté sous le châssis de la table. Il ne gêne nulle part (pour éviter d'éventuels trébuchements) et est néanmoins **accessible sur les 4 côtés de votre table.**
- réglage de la hauteur: env. 47-97 cm.
- capacité de levage maximale: 200 kg.

OPTION ROULETTES - instantanément déplaçable.

- **4 roulettes pivotantes** permettent de déplacer votre table aisément.
- pour placer votre gymna.PRO 'sur roulettes' (et vice versa), il vous suffit de d'actionner la pédale du système à roulettes (à gauche et à droite du châssis, côté pied).

OPTION ÉCLAIRAGE LED SOUS LE CHÂSSIS.

- choix de **14 couleurs**, télécommande IR spéciale avec bouton ON/OFF.
- crée une atmosphère agréable dans votre cabinet, luminosité réglable.
- fournit également un support fonctionnel : lumière verte = vers le haut, lumière rouge = vers le bas.

Spécifications

- Dimensions (L x l) : 206 x 67 cm
- Poids :
 - D2 : 85 kg
 - D4 : 87 kg
 - D6 : 90 kg
- Réglage en hauteur : 47 - 97 cm
- Capacité de levage : max. 200 kg