

Toorx Plyobox 3 en 1 - 76 x 61 x 51 cm - 20 kg -

gymna

bois

Art: 581622 | Marque: [TOORX](#)



Informations sur le produit

Toorx Plyo Box - 3-en-1 | Bois | Hauteurs réglables (51/61/76 cm)

La Toorx Plyo Box est une solution robuste et polyvalente pour l'entraînement de la force fonctionnelle et de la pliométrie. Conçue pour une utilisation intensive, cette boîte de plyo en bois offre trois hauteurs réglables - **51 cm, 61 cm et 76 cm** - facilement sélectionnables en faisant pivoter la boîte. Idéale pour développer progressivement la puissance de saut, la stabilité et le contrôle neuromusculaire.

La construction en bois dur de haute qualité, combinée à des renforts transversaux internes, rend la boîte extrêmement stable et résistante à des charges répétées. Les bords chanfreinés offrent une sécurité supplémentaire pour les exercices de saut et de marche, tandis que les poignées intégrées facilitent le déplacement.

Un complément précieux à tout programme d'entraînement visant l'explosivité, le développement de la force et le contrôle de la motricité.

Caractéristiques:

- conception 3 en 1 - permet de passer facilement d'une hauteur de 51, 61 ou 76 cm
- Construction en bois massif avec renforcement interne
- Coins biseautés pour une utilisation en toute sécurité
- Poignées latérales pour un transport facile
- Stable et durable - convient à une utilisation intensive

Spécifications

- Dimensions : 76 x 61 x 51 cm
- Hauteurs : 51 / 61 / 76 cm
- Matériau : bois dur
- Poids : 20 kg
- Assemblage requis à la livraison

La Toorx Plyo Box est idéale pour les applications thérapeutiques et les entraînements sportifs, où la force, l'équilibre et l'explosivité sont essentiels.