

Kwell Xbox - 15 cm

gymna

Art: 579010 | Marque: [KWELL](#)



Informations sur le produit

Le **Kwell Xbox** est une 'plyobox' **disponible en différentes hauteurs** qui peuvent être combinées de multiples façons afin que chaque patient ou sportif puisse s'exercer à sa hauteur idéale (plyométrique).

Une large gamme d'exercices peut être réalisée en toute sécurité et confort grâce à la surface antidérapante, au système de fixation robuste et à la structure amortissante.

Grâce à son design moderne et professionnel, le Kwell Xbox est non seulement utile pour l'entraînement fonctionnel, mais aussi un élément attrayant de la salle d'exercice.

- système de fixation par velcro solide, pour plus de possibilités et **un réglage rapide de la hauteur**.
- matériau de qualité, confortable au toucher, beau et durable.
- surface antidérapante améliorée pour une excellente 'prise' sûre et sécurisée.
- disponible séparément en 15 - 30 - 45 et 60 cm de hauteur ou comme ensemble complet de 4.