

HygienePRO Coussin facial désinfectable - Soft Touch - gris foncé/charcoal

gymna

Art: 576787 | Marque: **HYGIENPRO**

66,54 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Un coussin facial en tissu facilement **désinfectable** avec **un grand confort de couchage** ? C'est possible grâce à la couche résistante à l'humidité à l'intérieur et au tissu très doux à l'extérieur.

Tous les liquides et toutes les saletés sont retenus. De cette manière, le coussin facial peut être désinfecté sans problème à l'aide d'un spray à l'alcool.

Sueur, crème de massage, sang, humidité, ... il suffit de les essuyer avec un papier ou une serviette. Le coussin facial est **résistant aux taches** !

Spécifications

- Dimensions: 300 x 270 x 45 mm.
- Lavable en machine à 30°C
- La housse est munie d'une tirette.

- Housse + coussin inclus.