

Manchon bras Carepump - 6 chambres

gymna

Art: 119210 | Marque: CAREPUMP



Informations sur le produit

Manchon pour bras CarePump Lite6 – Massage par pression confortable

Le manchon pour bras est conçu pour offrir un massage par pression confortable et adaptable du bras et de la main, entièrement réglable via l'appareil CarePump Lite6. Le système à 6 chambres superposées assure une répartition uniforme de la pression et empêche le reflux des fluides pendant le traitement.

Caractéristiques principales:

- 6 chambres superposées : répartition uniforme de la pression pour un massage confortable.
- Sangle supplémentaire autour du tronc : maintient le manchon en place, même lorsque le patient est assis.
- Fermeture éclair intégrale : facile à enfiler et à retirer.
- Tuyaux robustes et matériau de haute qualité : durable et facile à nettoyer.
- Taille universelle : s'adapte parfaitement au bras une fois gonflé.
- Compatible avec CarePump Lite6.

Grâce à la sangle supplémentaire et au système de chambres intelligent, le patient peut facilement porter le manchon en position assise pour une expérience confortable et stable.