

Peha-soft gant nitrile S - fino (150 st)

Art: 9600120 | Marque: HARTMANN

gymna

21,01 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Pehasoft nitrile fino : gant médical à usage unique **très solide pour tous les domaines où il y a risque de contamination.**

MATÉRIEL

- Caoutchouc de nitrile souple, bleu, **non stérile.**
- **Sans latex ni poudre**, idéal pour la peau hypersensible.
- **Faciles à enfiler** grâce au traitement de la face interne au chlore.

PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES

- Très élastique et très solide, **résistant aux déchirures.**
- **Bout des doigts texturés** pour une prise optimale, haute sensibilité tactile.
- Excellente forme anatomique, ambidextres gauche/droite.

APPLICATIONS ET INDICATIONS

- **Usage unique** dans tous les domaines où il y a risque de contamination.
- **Pour des personnes hypersensibles à la poudre de gant** ou allergiques aux protéines de latex (allergie de Type I).
- Convient à une utilisation en laboratoire et à la manipulation de produits chimiques ou de désinfectants.
- Contact avec les aliments autorisé.

EMBALLAGE

- Disponible en différentes tailles.
- 1 paquet de 150 pièces.

CERTIFICAT

- Dispositif médical conformément à EN 455.
- Équipement de protection individuelle selon EN 374, cat. III.