

Toorx Professional Banc pour abdominaux - entraîneur réglable pour abdominaux

gymna

Art: 576576 | Marque: [TOORX](#)



Informations sur le produit

Le **banc Toorx Professional Ab trainer** est un banc d'exercice réglable, spécialement conçu pour l'entraînement des muscles abdominaux. Le bouton de réglage permet d'ajuster l'inclinaison de la surface de couchage, ce qui permet d'entraîner les muscles abdominaux à différents niveaux.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- **possibilités de réglage** : inclinaison de négative à horizontale réglable en plusieurs étapes.
- **construction robuste**: cadre en tubes d'acier ovales (100×50 mm), d'une épaisseur de 3 mm.
- **sûr**: convient aux utilisateurs pesant jusqu'à 150 kg.
- **rembourrage confortable**: coussins de 65 mm d'épaisseur avec revêtement PU de haute qualité.
- **finition**: double revêtement en poudre lourde pour une meilleure résistance aux rayures.