

Lactate Plus - câble de connexion

gymna

Art: 576186



Informations sur le produit

Câble de connexion USB pour le lactatémètre Lactate Plus

Ce câble de connexion USB permet de transférer facilement les données de mesure de l'appareil de mesure du lactate Lactate Plus vers un ordinateur. Les données peuvent être exportées sous forme de fichier Excel, y compris l'horodatage par mesure dans le profil utilisateur associé. De cette façon, les résultats sont clairement stockés et une analyse et un suivi fluides sont possibles.