

Art: 507860



Informations sur le produit

Le **Airex support de suspension** te permet de ranger tes tapis Airex en toute sécurité, de manière hygiénique et pratique. Dans un cabinet professionnel ou une salle de traitement, un environnement ordonné et structuré est essentiel. Grâce à ce support mural en métal robuste, tu gardes tes tapis hors du sol et tu utilises au mieux l'espace disponible.

Pourquoi choisir le support de suspension Airex ?

- Spécialement conçu pour suspendre les tapis Airex munis d'œillets
- Robuste et durable, adapté à une utilisation quotidienne intensive
- Solution murale peu encombrante pour un aménagement efficace
- Qualité fiable de la marque Airex, reconnue dans le monde entier

Caractéristiques principales

Fabriqué en métal solide et durable

- Facile à monter avec les vis fournies
- Convient à plusieurs tapis en fonction de leur taille (max. 10 tapis)
- Compatible avec Coronella 185 et Fitline 180, entre autres

Avec le support de suspension Airex, tu choisis une solution de rangement professionnelle et durable, parfaite pour un environnement de travail organisé et hygiénique.