

Thermomètre Thermoal flex

gymna

Art: 9136120 | Marque: **HARTMANN**



Informations sur le produit

Thermomètre médical électronique avec un temps de mesure très court et un embout flexible.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Avec écran LCD extra-large
- Bouton marche/arrêt
- Affiche la température mesurée en °C
- Affiche l'état des piles
- Bip à la fin de la mesure
- Fonction marche/arrêt automatique
- Fonction mémoire avec la dernière valeur mesurée
- Mesure plus rapide que les thermomètres électroniques numériques standard existants :
 - mesure rectale : 10 à 15 sec
 - mesure buccale : 10 à 30 sec
 - mesure axillaire : 10 à 40 sec

CONTENU

- Thermomètre flexible Thermoal® kids
- Étui de protection transparent
- Mode d'emploi