

Manchon jambe Lympha-mat - gris - connecteur blanc

gymna

Art: 110180 | Marque: **LYMPHAMAT**

820,00 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU MANCHON

- Voir [Lympha-mat Digital](#) ou [Lympha-mat 300N](#).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Fabriqué à l'aide de matériaux de haute qualité qui sont extrêmement durables.
- Facile à nettoyer (possibilité de lavage en machine à condition de respecter les instructions de lavage) et à désinfecter.
- 100 % doux pour la peau.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 12 chambres à air superposées.
- Avec fermeture éclair.
- Longueur de la jambe (à partir du talon) 85 cm.
- Tour de jambe jusqu'à 75 cm.
- Couleur: gris ou noir.

- La circonférence du manchon peut être **augmentée** de 13 cm à l'aide d'une **extension grise** ou **noire**.
- Des tailles de manchettes plus petites ou plus grandes sont disponibles sur demande.
 - Prière de contacter **votre délégué régional**.

*Le connecteur gris est conçu pour le **Lympha-mat Digital**.*

*Le connecteur blanc est conçu pour le **Lympha-mat 300N**.*

Les deux connecteurs s'adaptent néanmoins aux deux appareils (et au 300Plus)