

Vaco 400 - blanc

gymna

Art: 360480 | Marque: GYMNA



Informations sur le produit

Le Vaco 400 est un appareil moderne qui te fait gagner beaucoup de temps : tu fixes les électrodes pour l'électrothérapie - rapidement et facilement - dans les zones difficiles comme les épaules

- massage passif tout en pulsant par aspiration et relâchement.
- une meilleure circulation sanguine, donc une meilleure pénétration du courant grâce à la réduction de la résistance de la peau.

CARACTÉRISTIQUES

- 2 canaux indépendants.
- 2 ou 4 pôles.
- mode continu et mode pulsé.
- contrôle électronique du vide.
- commande par Combi 400 ou Duo 400.