

Compresse en non-tissé Mesoft - 5 x 5 cm (100 pcs) ***gymna***

Art: 9150206 | Marque: MOLNLYCKE



Informations sur le produit

Mesoft non-woven compresses zijn hoogwaardige, zachte wondcompressen. Ze zijn verkrijgbaar in steriele en niet-steriele uitvoering. Ze bestaan uit vier lagen en zijn gemaakt van 67% viscose en 33% polyester. Ze bevatten geen bindmiddel.

Belangrijkste eigenschappen:

- Zacht en huidvriendelijk, plooibaar en comfortabel in gebruik
- Sterk absorberend, geschikt voor lichte tot matige wondvochtproductie
- Vezelarm, waardoor er minder risico is op verontreiniging van de wond
- Vormvast, ook wanneer het kompres nat is

Gebruikstoepassingen:

- Voor reiniging van wonden of huid voorafgaand aan ingrepen
- Als absorberende secundaire laag bij wondverzorging
- Ter bescherming van oppervlakkige of kwetsbare wonden

Aanbevolen gebruik:

- Bevochtig het kompres met een antiseptisch middel om de wond te reinigen
- Gebruik als secundaire laag bij wonden met exsudaat
- Kan worden gebruikt bij algemene huidreiniging of wondverzorging