

# Peha-soft gant nitrile XS - fino (150 st)

**gymna**

Art: 9599120 | Marque: [HARTMANN](#)



## Informations sur le produit

Pehasoft nitrile fino : gant médical à usage unique **très solide pour tous les domaines où il y a risque de contamination.**

### MATÉRIEL

- Caoutchouc de nitrile souple, bleu, **non stérile**.
- **Sans latex ni poudre**, idéal pour la peau hypersensible.
- **Faciles à enfiler** grâce au traitement de la face interne au chlore.

### PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES

- Très élastique et très solide, **résistant aux déchirures**.
- **Bout des doigts texturés** pour une prise optimale, haute sensibilité tactile.
- Excellente forme anatomique, ambidextres gauche/droite.

### APPLICATIONS ET INDICATIONS

- **Usage unique** dans tous les domaines où il y a risque de contamination.
- **Pour des personnes hypersensibles à la poudre de gant** ou allergiques aux protéines de latex (allergie de Type I).
- Convient à une utilisation en laboratoire et à la manipulation de produits chimiques ou de désinfectants.
- Contact avec les aliments autorisé.

### EMBALLAGE

- Disponible en différentes tailles.
- 1 paquet de 150 pièces.

### CERTIFICAT

- Dispositif médical conformément à EN 455.

- Équipement de protection individuelle selon EN 374, cat. III.