## Rodisonic contact gel - 500 ml







## Informations sur le produit

Gel de transmission Ultrason pour examen externe. CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

- gel aqueux, non gras
- pH 5-7
- Lavable facilement
- Sans parfum, ni colorant, ni médicament

CONSEIL: pour éviter la perte de viscosité après une longue période, le Rodisonic doit être conservé à l'abri de la lumière du soleil. **CAPACITES DISPONIBLES** 

- 250 ml
- 500 ml
- 5l