

# Rodisonic contact gel - 500 ml

**gymna**

Art: 1829194



## Informations sur le produit

Gel de transmission Ultrasound pour examen externe. **CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES**

- gel aqueux, non gras
- pH 5-7
- Lavable facilement
- Sans parfum, ni colorant, ni médicament

**CONSEIL:** pour éviter la perte de viscosité après une longue période, le Rodisonic doit être conservé à l'abri de la lumière du soleil. **CAPACITES DISPONIBLES**

- 250 ml
- 500 ml
- 5 l