

# Veste Lympha-mat - droite - gris - connecteur gris **gymna**

Art: 110188 | Marque: LYMPHAMAT

1 260,00 €

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

Cette demi-veste est un manchon pour le drainage lymphatique du bras droit et du quadrant supérieur droit du torse.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Fabriqué à l'aide de matériaux de haute qualité qui sont extrêmement durables.
- Facile à nettoyer (possibilité de lavage en machine à condition de respecter les instructions de lavage) et à désinfecter.
- 100 % doux pour la peau.

## CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- 12 chambres à air superposées où la pression diminue progressivement.
- La compression commence au bout des doigts et se poursuit à travers les bras jusqu'au dos, au thorax et à l'abdomen.
- La pression est exercée d'un côté, le brassard étant fixé sur le côté opposé à l'aide d'un "boléro" sans compression.
- Une arrivée d'air se fait par la partie dorsale pour une liberté de mouvement et un confort de port maximum.

- Couleur : gris.
- Pour des patients ayant une circonférence de bras allant jusqu'à 55 cm et une circonférence abdominale allant jusqu'à 134 cm.
- **Extensions** disponibles en option :
  - 10 cm pour **bras**.
  - 13 cm pour **dos**.
  - 13 cm pour **poitrine**.

*Le connecteur gris est conçu pour le **Lympha-mat Digital**.*

*Le connecteur blanc est conçu pour le **Lympha-mat 300N**.*

*Beide connectoren passen echter op beide toestellen (en op de 300Plus).*