

Mobile guéridon

Art: 320804 | Marque: GYMNA

gymna

1 230,00 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Guéridon pratique

- 2 étagères en bois (47 x 48 cm), dont 1 avec un tiroir en matière synthétique.
- la 2e étagère peut être fixée à différentes hauteurs.
- porte-flacon intégré.
- 4 grandes roulettes à billes dont 2 avec frein.
- encoches pour ranger les câbles.
- couleur blanc médical.