

BH Série PL - Hip thrust- excl. poids

gymna

Art: 564875



Informations sur le produit

Le BH Hip thrust est un appareil pour l'entraînement sélectif des fessiers.

- siège et rouleau pelvien réglables en hauteur
- les disques de poids peuvent être rangés sur les 2 côtés
- disques de poids avec ouverture de 50 mm - non inclus

Spécifications

- Dimensions (L x l x h): 161 x 160 x 110 cm
- Poids: 120,4 kg
- Charge maximale: 200 kg - disques pas fourni