

Sonde anale pour pressofeedback

gymna

Art: 577826



Informations sur le produit

Sonde anale pour pressofeedback. Convient aux appareils Gymna Myo 200 et Evostim P.

- Pour mesurer la force d'une contraction des muscles anales.
- Le patient est conscient de la façon dont ses muscles fonctionnent par le pressofeedback, ce qui l'aide dans la rééducation.
- Cette sonde ne peut pas être utilisée pour la stimulation électrique.
- art. 320.837 - adaptateur pour sondes - est nécessaire quand vous l'utilisez sur le Gymna Myo 200.