

Ergofit Cycle 457 MED - anthracite

gymna

Art: 505315 | Marque: **ERGOFIT**



Informations sur le produit

L'ERGOFIT CYCLE 457 MED est un **vélo-ergomètre** pour la rééducation, l'entraînement ou l'entraînement sportif cardiovasculaires efficaces, **avec programmes de test**.

Vélo très solide et stable pour un **usage médical, extrêmement précis (MED)**.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- enjambée très large et basse.
- entraînement selon le rythme cardiaque (via une ceinture Polar avec émetteur fournie).
- commande simple à l'aide de 4 touches.
- volant d'inertie massif pour une sensation optimale du coup de pédale.
- portée : charge de départ faible : 0 - 400 W par incrément de 5 W.
- régime : 20 - 120 tr/min.
- charge max. : 180 kg.
- transportable, équipé de 2 roulettes.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- possibilités d'entraînement :
 - manuel, décompte manuel,
 - selon le rythme cardiaque, décompte selon le rythme cardiaque,
 - 5 profils fixes, 8 profils libres, profils de l'Organisation Mondiale de la Santé.
- 3 programmes de test.
- simulation indépendante du régime.
- selle réglable horizontalement et verticalement en continu par **vérin pneumatique**.
- **précision : 5 % DIN VDE 750-238 (MED)**.
- branchement externe RS 232.
- possibilité d'entraînement contrôlé par ECG.
- langue à sélectionner sur l'écran.

- classe de sécurité et type d'isolation : classe I type B (MED).

Spécifications

- Dimensions (L x l x H): 120 x 62 x 140 cm
- Poids: 55 kg
- Poids de l'utilisateur max.: 180 kg