



Informations sur le produit

ISOframe – De perfecte oplossing voor isometrische testen in beperkte ruimtes

Met de ISOframe biedt EasyBase een innovatieve en ruimtebesparende oplossing voor het uitvoeren van diverse isometrische tests, zonder de noodzaak van extra bevestigingsmaterialen, rekken of stangen.

De ISOframe is ontworpen om snel en veilig verschillende isometrische assessments uit te voeren, zoals de Isometrische Mid-thigh Pull, Isometrische Squat, Deadlift en nog veel meer. Dankzij de gebruiksvriendelijke opzet kunnen jouw patiënten en atleten hun maximale krachtoutput bij de meest complexe bewegingen eenvoudig en efficiënt volgen.

Veiligheid en stabiliteit

De ISOframe is uitgerust met een aluminium frame en stalen haken, die zorgen voor een stevige bevestiging van de testplaten. De platen worden in de ISOframe-sleuf geplaatst en vastgezet met de bijgeleverde uitlijnpinnen aan de onderzijde van de EasyBase® voor extra veiligheid. Dit voorkomt bewegingen van de platen in de voor- en achterwaartse richting, evenals laterale verschuivingen, zodat je tests altijd veilig en nauwkeurig verlopen.

Technische specificaties:

- Materiaal: Aluminium frame, stalen haken, rubberen voetjes
- Afmetingen: 900 x 450 x 8 mm
- Bevestigingshaken: 3 stuks
- Kettinglengte: 151,5 cm
- Kenmerken: 4 uitlijnpinnen, eenvoudig te bevestigen en los te maken

Inbegrepen in de verpakking:

- 1 x Frame met bevestigde haken
- 4 x Uitlijnpinnen
- 4 x Karabijnhaken
- 2 x Kettingen
- 1 x Metalen staaf
- 1 x Handleiding

Met de ISOframe bied je uw patiënten een efficiënte en veilige manier om hun kracht en prestaties te meten, zonder in te boeten op ruimte of gebruiksgemak. Maak uw revalidatiesessies effectiever met deze veelzijdige oplossing.