

# Fittrack tapis de saut

**gymna**

Art: 574900



## Informations sur le produit

Le **FITTRACK** est un tapis de sport et d'exercice gonflable, souple et confortable pour les exercices utilisant le propre poids du corps.

- idéal pour l'entraînement de l'équilibre et tous les exercices de coordination.
- favorise les mouvements dynamiques, **des sauts ne posent aucun problème.**
- fermeté / instabilité réglable.
- sans danger pour les articulations.
- très apprécié en kinésithérapie pour l'entraînement préventif et rééducatif.

## Spécifications

- Convient pour l'intérieur, l'extérieur et même sur l'eau.
- 4 poignées pour déplacer facilement le tapis.
- Dimensions : 200 x 80 x 10 cm.
- Charge maximale: 300 kg.
- Poids : 8 kg.
- Contenu : Tapis Fittrack + pompe électrique + sac de rangement + kit de réparation + manuel.