


Plaque de retour neutre pour Winback

gymna

Art: 580554 | Marque: [WINBACK](#)



Informations sur le produit

Une plaque de retour neutre est une électrode neutre et fixe qui se met en contact avec la peau du patient.

- cette électrode fixe est toujours utilisée avec une autre électrode (mobile - capacitive ou résistive)
- sert à fermer le circuit électrique avec l'autre électrode
- se connecte avec le câble neutre (art. 580598) à l'appareil
- compatible uniquement avec le Back 3^{TX} et le Back 4