

Omron Eco Temp Thermomètre Digital Basic

gymna

Art: 9034162 | Marque: **OMRON**



Informations sur le produit

Thermomètre numérique à usage oral, axillaire et rectal.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- La mesure prend en moyenne 60 secondes
- Embout arrondi pour un grand confort
- Signal sonore à la fin de la mesure
- Alarme de fièvre
- Résistant à l'eau
- Mémoire de la dernière mesure
- réglage en °C ou en °F
- affichage à 3 chiffres
- Pile : 1 LR41
- Garantie : 3 ans

CONTENU

- Thermomètre numérique OMRON Eco Temp Basic
- Boîte de rangement
- Manuel d'utilisation