

Ergofit Vector Cable tower - anthracite

Art: 508105 | Marque: ERGOFIT

gymna

14 042,57 €

Prix unitaire TVA incl.



Informations sur le produit

Cet appareil de musculation multifonctionnel se compose de 4 stations, chacune avec sa propre pile de poids. Dans un espace limité, plusieurs personnes peuvent s'entraîner simultanément, avec une grande variété de possibilités d'exercices, sans se gêner les unes les autres.

- les exercices possibles sont e.a. le tirage latéral, l'extension des triceps, le curl des biceps, le row horizontal, ...
- la tour est livrée avec divers accessoires : poignée, barre de latissimus, corde à triceps, barre à biceps.
- pile de poids : 2 x 100 kg et 2 x 75 kg, avec des intervalles de 5 kg.
- disponible en blanc ou anthracite avec coussin anthracite.