

# Littmann stéthoscope Cardiology IV - burgundy

Art: 586184 | Marque: LITTMANN

**gymna**

246,84 € ~~308,55€~~

Prix unitaire TVA incl.



## Informations sur le produit

Le stéthoscope Littmann® Cardiology IV a été conçu pour vous permettre d'entendre les sons à peine perceptibles, ceux qui vous en diront davantage sur l'état de santé de votre patient. **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES :**

- Meilleure audibilité des sons haute fréquence\*, ce qui vous permet d'en savoir davantage sur l'état de santé de votre patient
- La membrane d'un seul tenant permet d'écouter les sons haute ou basse fréquence à la fois des côtés adulte et pédiatrique du pavillon
- Possibilité de transformer le côté pédiatrique en cloche ouverte en remplaçant la membrane d'un seul tenant par une bague anti-froid
- Petite membrane pour recouvrir la cloche afin qu'elle reste propre et dépourvue de débris
- Pas de bruit de frottement grâce à la double tubulure qui se rejoint pour ne former qu'un tube
- Sans latex de caoutchouc naturel ni plastifiant au phtalate. Cette tubulure de nouvelle génération résiste mieux aux huiles pour la peau et à l'alcool

- 7 ans de garantie.

**COULEURS DE LA TUBULURE :**

bordeaux - bleu caraïbes - framboise - gris - vert kaki - bleu marine - prune - turquoise - noir.

**FINITIONS PAVILLON :**

acier inoxydable - arc-en-ciel - champagne - effet miroir - fumé - high polish - high polish fumé - noir - or jaune.

\*Côté adulte : pression ferme.