

Toorx Professional Horizontal leg press

gymna

Art: 576559 | Marque: **TOORX**



Informations sur le produit

Le Toorx Professional presse à jambes horizontale est un appareil de musculation permettant d'entraîner les muscles des jambes en chaîne fermée. Grâce à son design et à sa facilité d'utilisation, cet appareil est parfait pour être utilisé dans un cabinet de kiné ou dans un cadre de rééducation. Les principaux muscles sollicités sont les mm. Quadriceps (presse à jambes), les mm. Les ischio-jambiers et le triceps surae (élévation des mollets)

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- le **mouvement** se fait vers l'arrière, en éloignant le corps de la plaque de pied fixe.
- le **levier situé au milieu du repose-pieds** peut aider l'utilisateur à s'asseoir et à se mettre dans une position de départ optimale.
- le repose-pieds est **composé de deux parties**, l'angle d'inclinaison des plaques supérieure et inférieure étant légèrement différent.
- **possibilités de réglage**: la position de départ se règle facilement à 9 distances différentes de la plaque de pied, grâce au levier jaune situé en bas à gauche de la chaise - ce qui est suffisant pour permettre même aux personnes dont le R.O.M. est limité de travailler.
- **faible résistance au roulement** grâce à des roulements à rouleaux de première qualité.
- **construction robuste**: cadre en tubes d'acier ovales (50 x 100 mm) et ronds (60 mm), d'une épaisseur de 3 mm.
- **double revêtement en poudre** pour résister aux rayures.
- **pile de poids** : poids en acier de 150 kg avec sélecteur de goupilles et cage de protection, par 7,5 kg

- **système de poulies:** transmission par câbles en acier tissé de 5 mm d'épaisseur, très solide et durable, charge maximale jusqu'à 1500 kg.
- **rembourrage confortable:** chaise finie en coussins de haute densité avec revêtement en PU.
- **normes de sécurité:** conforme à la norme EN20957-1/ EN957-2 classe S.

Montage : niveau 1

+ le repose-pieds en 2 parties assure des nuances et des variations fines dans le travail musculaire

+ mouvements très fluides grâce à des roulements à billes de première qualité

Spécifications

- dimensions: (L x l x H): 198 x 102 x 160 cm
- poids: 359 kg
- poids max. de l'utilisateur: 120 kg