

Pulsoxymètre neonatal/infant Contec

gymna

Art: 1844296 | Marque: [CONTEC](#)



Informations sur le produit

Ce moniteur de saturation mesure le niveau d'oxygène et la fréquence cardiaque de votre patient. Les données du patient sont faciles à lire sur l'écran LCD du Contec CMS60D. A gauche, vous pouvez voir la saturation en oxygène en chiffres bleus, à droite la fréquence cardiaque en chiffres verts.

Ce moniteur de saturation est souvent acheté pour être utilisé sur des bébés ou des enfants en raison de la sonde qui peut être mieux fixée aux petits doigts grâce à un système de traction élastique. Chez les nouveau-nés, ce n'est pas encore une solution parfaite, mais c'est certainement mieux que les sondes digitales classiques.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Ecran LCD clair et réglable en luminosité
- Facile à utiliser Les informations peuvent être contrôlées et imprimées en direct
- Jusqu'à 32 heures d'utilisation avec les piles
- Différents capteurs sont disponibles en option pour les nouveau-nés, les enfants et les adultes.

OPTIONS

- Contec CMS60D Capteur à pince à doigt pour enfant
- Contec CMS60D Capteur à pince à doigt pour adulte

CONTENU

Le moniteur de saturation Contec CMS60D est livré avec :

- Capteur de saturation pour nouveau-né
- Câble USB
- Câble d'élongation
- Manuel d'utilisation (anglais)