

# Nohrd Bike sans tablette - noyer

***gymna***

Art: 566855.N | Marque: [NOHRD](#)



## Informations sur le produit

Ce vélo d'intérieur caractérisé par une élégance minimaliste convient à tout usage et tout intérieur !

Ergonomique:

- Position assise idéale : réglage de la selle en hauteur et en profondeur
- Guidon multifonctionnel :
  - Réglable en hauteur
  - Multiprises, peu importe la position
- Commandes de résistance facilement accessibles (magnétiques)
- Pédales à déclic, selle confortable, dossier ou support d'ordinateur en option
- Pourvu de 2 roues de transport en caoutchouc

Compact :

- Dimensions au sol : 80 x 60 cm
- N'occupe que 0,44 m<sup>2</sup>

App d'entraînement :

- Chaque vélo peut être connecté au Bluetooth grâce à l'app Nohrd Bike - à télécharger gratuitement sur google play ou App store (compatible avec Android et IOS tablettes/smartphones)
- Support pour tablette ou smartphone intégré au guidon
- Tablette ou smartphone NON inclus
- Entraînement libre avec affichage des résultats : temps, distance, vitesse, puissance, fréquence cardiaque, calories dépensées
- Cybercycling
- Entraînement virtuel : dans un bel environnement avec une représentation simultanée des paramètres d'entraînement
- Tableau de bord : conservez vos séances et vos résultats d'entraînement.

Caractéristiques techniques :

- Transmission : ratio de 1:8
- Résistance : magnétique
- Variation du réglage de la hauteur de la selle : 17,5 cm
- Adapté aux personnes mesurant entre 1,60 m et 2 m
- Pédales hybrides : pédales à déclic d'un côté et simple pédale avec attache velcro de l'autre
- App d'exercices de vélo incluse
- Poids : environ 60 kg
- Poids maximal utilisateur : 200 kg
- Inertie : 5,5 kg
- Chargeur avec câble USB inclus
- Cardiofréquencemètre Bluetooth non inclus.